


正しい検便の採り方

(1) ラベルに氏名などを記入し、容器に貼ってください。




(2) キャップをゆっくり引き抜いて開けます。



※回しても開きません。

※キャップが採便スティックと繋がっております。

(3) 便の表面に採便スティックの先端を**2、3度刺し（又は表面にこすりつけて）**
先端の部分に**便が埋まる程度（米粒大）**採ります。



※軟便のときも同様に

必ず穴の部分に便を
入れてください。

※目視で確認できない量の
便だと、検査結果をお出し
出来ない場合があります。

(4) キャップを、「パチン」と音がするまで押し込んでしっかりと閉めます。

※当日の便が最も適していますが、都合の悪い場合は、検査日直前の採取をお願いします※

～ 注 意 ～

- 中の薬液や、ゼリー状のものは検査用の培地ですので**飲めません**。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- スティックを**直接**肛門に挿入し、便を採らないで下さい。
(十分な量の便が採れない、体内に傷がつく恐れもあります。)
- 他の容器に移しかえたり、捨てたりしないで下さい。
- 直接日光に当てず、**なるべく涼しい場所で保存**して下さい。
- 容器を採便の目的以外には使用しないで下さい。