

拭き取り検査

今回は、拭き取り検査についてご紹介させていただきます。

検査の目的 〓 施設の衛生管理状況の確認や改善、食品関連従事者の教育に役立てる。
《見た目はきれいに見える調理器具や機材、施設などの残存する細菌を検出し、清浄度を科学的に確認・チェック出来ます》

検査対象 (例) 〓 冷蔵庫・保管庫・真空冷却機などのパッキンや取っ手、各所のドアノブ、まな板や包丁など。

検査方法の種類

弊社では、主に2種類の方法で検査を行っております

標準法	スタンプ法
培養日数: 1～2日	
検査対象の表面の菌数を定量的に把握し、清浄度のレベルを判別する	
一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌などを 1本で測定可能	項目ごとに培地を替えて採取を行う
	サルモネラ 一般生菌数 黄色ブドウ球菌 大腸菌群
高精度な結果 表面に付着している微生物回収率が高い ため、正確な結果が得られる。 様々な場所に対応 凹凸部 曲部 隙間 など採取可能。	方法が簡易 操作がきわめて簡便で、手軽に付着菌を 測定できる。 採取場所が限られる ボールなど、曲面は採取しにくい。 (平面のみ対応)

標準法の判定基準:

一般生菌数 定量※【単位:CFU/ml】

発育無し	非常に清潔
1～9個	ごく軽度の汚染
10～29個	軽度の汚染
30～99個	中程度の汚染
100個以上	やや激しい汚染
無数	激しい汚染

大腸菌群
黄色ブドウ球菌
病原性大腸菌O157
サルモネラ菌

定量
定性
(陰性・陽性)

※定量=定量試験。数字でのご報告可能。

結果報告書(例)

検査結果報告書

受 付 日: 平成 26 年 12 月 17 日
検 査 日: 平成 26 年 12 月 17 日
検 査 場 所: 〓
検 査 機 器: 〓

株式会社 九州保健ラボラトリー
〒810-0801 福岡県福岡市東区 〓
TEL: 092-234-3800 FAX: 092-234-3805

測定結果

検 査 項 目	検査結果	単位	評価	画像
一般生菌数(拭き取り 標準法)	陽性	CFU/ml	検査に異常	
以下空白				

調理器具や機材、

調理台や

ドアノブなど

目には見えない

「清浄度」

のご確認に

是非お役立て下さい。

株式会社 九州保健ラボラトリー
Kyushu Hoken Laboratory

<http://www.kyuhoh.co.jp>